


ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЦВЕТ, СВЕТ И АЛЬБЕДО

Проект выполняли: Губарев Никита,
Ребенков Андрей, Стручевский
Михаил, Троянова Милана,
Хайрулова Карина



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Провести эксперимент: калибровка установки, получение фотографий спектров

Обработать данные: построить калибровочную зависимость и графики интенсивности и альбедо

Подготовить отчёт и презентацию



СВЕТ И СПЕКТР

Свет как электромагнитное
излучение


Природа света и
спектры

Альбедо

Линейчатый спектр





Длина волны, λ (нм)


400 450 500 550 600 650 700




АЛЬБЕДО

ОТНОШЕНИЕ ОТРАЖЕННОГО
ПОТОКА К ПАДАЮЩЕМУ





ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА



МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА И КАЛИБРОВКА

ЭТАПЫ:

- Проверка работоспособности установки.
- Калибровка: Получение спектра ртутной лампы.
- Сопоставление пиков интенсивности с известными длинами волн ртути.
- Построение калибровочной зависимости

ПОЛУЧЕННЫЕ ФОТО:

Лампа накаливания:




желтый




красный



голубой




зеленый




белый


Ртутная лампа:




желтый




красный



голубой




зеленый



белый

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ГРАФИКАХ



АЛЬБЕДО ЦВЕТНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

